



GIMA

MINI SPECULUM MONOUSO diam. 2,5mm-neri

Codice: 31491

Categoria: Speculum monouso mini

Unità di vendita: conf. 100 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 151039

CND: Q030499

EAN13: 8023279314915



Descrizione: Speculum auricolari monouso latex free GIMA per otoscopi serie "mini" di differenti marchi:

Compatibilità

Montaggio diretto:

- GIMA: 31520-22, 31525-26, 31535
- Heine: mini 2000, 3000, K180/Beta 200
- Riester: Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope
- Kawe: Picolight, Combilight F030, Eurolight F030
- Holtex
- Colson

Montaggio con connettore 31493:

- GIMA: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493

Dimensioni: Ø 2,5 mm

Colore: nero

Confezione da 100 pezzi