



# GIMA

## OTOSCOPIO A FIBRE OTTICHE GIMALUX - verde

**Codice:** 31522  
**Categoria:** Otoscopi Gima  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 1860067  
**CND:** Z12149006  
**EAN13:** 8023279315226



**Descrizione:** Otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Fornito di lente di ingrandimento 3x mobile ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Confezionato in astuccio nylon e scatoletta in cartone con 7 speculum monouso Ø 2.5 e 4 mm. Senza lattice.